

PETTINARI

Equipamiento Hospitalario

MESA ESPECIALIZADA OBSTETRICA HIDRAULICA PM GENESIS

MODELO
PM232HNA1

- Altura variable por bomba hidráulica.
- Trendelemburg con accionamiento por manivela.
- Base trapezoidal de acero inoxidable con tacos de apoyo de nylon.
- Plano superior de tres secciones tapizados en tela vinílica.
- Respaldo con articulación accionable por amortiguador a gas.
- Asiento central con escotadura perineal.
- Sector podálico con contra escotadura perineal desmontable.
- Barras inoxidable para fijación de accesorios.

Incluye

- 1 Arco de narcosis articulado con fijador.
- 1 Jgo de 2 contenedores de hombro regulables con fijador.
- 2 Sistemas de apoya brazos con empuñaduras.
- 2 Sistemas de agarradera con empuñaduras.
- 2 Pierneras Perrusi con placas posapie auto ajustables.
- 2 Porta Piernas Pig Tail con cinchas.
- 1 Soporte de suero de triple servicio.
- 1 Cubeta receptora de placenta y líquidos.



PETTINARI

www.pettinari.com.ar
info@pettinari.com.ar
Tel.: 54 11 4521 6583