

PETTINARI

Equipamiento Hospitalario

MESA ESPECIALIZADA OBSTETRICA ELECTRICA PM GENESIS

MODELO
PM232HNA2

- Ascenso, descenso y respaldo por accionamiento eléctrico de bajo voltaje.
- Plano superior de tres secciones tapizados en tela vinílica.
- Asiento central con escotadura perineal.
- Sector podálico con contra escotadura perineal desmontable.
- Barras inoxidable para fijación de accesorios.

Incluye

- 1 Arco de narcosis articulado con fijador.
- 1 Jgo de 2 contenedores de hombro regulables con fijador.
- 2 Sistemas de apoyabrazos con empuñaduras.
- 2 Sistemas de agarradera con empuñaduras.
- 2 Pierneras Perrusi con placas posapies auto ajustables.
- 2 Porta pierna de Goepel, placa angular de 1 sola pieza.
- 1 Soporte de suero de triple servicio.
- 1 Cubeta receptora de placenta y líquidos.
- 1 Control remoto alámbrico manual con 3 memorias.



PETTINARI

www.pettinari.com.ar

info@pettinari.com.ar

Tel.: 54 11 4521 6583