

PETTINARI

Equipamiento Hospitalario

MESA DE CIRUGIA GENERAL



FLUOROSCOPICA MILENIUM - ACCIONAMIENTO HIDRAULICO

MODELO
PM220HNA1

- Apta para utilizar arco en "C" en todas las especialidades.
- Con sistema mix que permite dejar el sector opaco desplazado.
- Altura variable por bomba hidráulica de 1 telescopio.
- Con funda telescópica de acero inoxidable.
- Trendelemburg e inverso + 25° / - 15°. Comando mecánico bilateral.
- Lateralidad derecha e izquierda + 15° / - 15°. Comando mecánico bilateral.
- Tablero superior extensible estratificado de 1800 x 450mm fluoroscópico, sectores toraco abdominal y podálicos articulados por amortiguador.
- Estructura integramente de acero inoxidable AISI 304.
- Base con conjunto monoblock de rodamiento omnidireccional.

Incluye

- 1 Arco de narcosis articulado.
- 1 Par de contenedores de hombro regulables.
- 1 Par de contenedores laterales regulables.
- 5 Fijadores estables, desplazables.
- 1 Correa de fijación, con pinzas con cierre por hebillas.
- 1 Juego de colchonetas ergonómicas fijación por velcro.
- 1 Manivela para accionamiento de movimientos.



PETTINARI

www.pettinari.com.ar

info@pettinari.com.ar

Tel.: 54 11 4521 6583