

# PETTINARI

## Equipamiento Hospitalario

### MESA DE CIRUGIA GENERAL

FLUOROSCOPICA PM MILENIUM - ACCIONAMIENTO ELECTRICO



MODELO

PM220HNA2

- Apta para utilizar arco en "C" en todas las especializadas.
- Con sistema mix que permite dejar el sector opaco desplazado.
- Altura variable trendelenburg/inverso lateralidad derecha/izquierda.
- Accionado por conjunto de actuadores eléctricos de bajo voltaje.
- Conexión a la red de 220vca - 50hz.
- Comando único remoto alámbrico.
- Tablero superior extensible estratificado de 1800 x 450mm fluoroscópico.
- Sectores toraco abdominal y podálicos articulados por amortiguador.
- Estructura integramente de acero inoxidable AISI 304.
- Base con conjunto monoblock de rodamiento omnidireccional.

#### Incluye

- 1 Arco de narcosis articulado.
- 1 Par de contenedores de hombro regulables.
- 1 Par de contenedores laterales regulables.
- 5 Fijadores estables, desplazables.
- 1 Correa de fijación, con pinzas con cierres por hebillas.
- 1 Juego de colchonetas ergonómicas, fijación por velcro.
- 1 Control remoto alámbrico manual de tres memorias.



**PETTINARI**

[www.pettinari.com.ar](http://www.pettinari.com.ar)

[info@pettinari.com.ar](mailto:info@pettinari.com.ar)

Tel.: 54 11 4521 6583