

PETTINARI

Equipamiento Hospitalario

ACCESORIOS PARA MESA DE CIRUGIA

FLUOROSCOPICA MILENIUM



KIT de Litotomia PETTINARI PIG TAIL

Incluye:
(2) Piernera con cinchas desmontables.
(2) Morsas articuladas sistema onefix.

MOD.: PM225HNB8



KIT de Litotomia PETTINARI GOEPEL

Incluye:
(2) Pierneras con movimiento universal.
con colchonetas desmontables.
(2) Morsas articuladas sistema onefix.

MOD.: PM225HNB10

KIT de posabrazos PETTINARI

Incluye:
(1) Fijador radial estático.
(1) Posabrazos con movimiento universal.
(1) Colchoneta desmontable

MOD.: PM225HNB4



KIT Pile PETTINARI

Incluye:
(1) Rodillo neumático.
(1) Válvula infladora con tubuladura.

MOD.: PM225HNB2



KIT de cabezales multipropósitos PETTINARI

Incluye:
(1) Sistema portacabezales intercambiables.
(1) Cabezal calota acolchado tapizado.
(1) Cabezal fenestrado acolchado tapizado.

MOD.: PM225HNB6

PETTINARI

www.pettinari.com.ar
info@pettinari.com.ar

Tel.: 54 11 4521 6583