

PETTINARI

Equipamiento Hospitalario

ACCESORIOS PARA MESA DE CIRUGIA

FLUOROSCOPICA MILENIUM



KIT de cirugía lumbar PETTINARI

Apto para utilizar arco en "C".
Estructura tubular de acero inoxidable AISI 304 18/8.
Variación de lordosis lumbar, accionamiento a manivela.
Variación de apertura de crestas ilíacas.
MOD.: PM225HNB18

KIT de cirugía de mano PETTINARI

Incluye:
(1) Fijador radial estático.
(1) Tabla de polimetacrilato de metilo apta para arco en "C"
(1) Fijador distal telescópico.
MOD.: PM225HNB20



KIT para artroscopia de hombro PETTINARI

Apto para utilizar arco en "C".
Apto para cirugía en posición sentado y/o acostado, con posibilidad de adoptar los movimientos, (Fowler / Trendelenburg / Lateralidad), propios de la mesa.
Estructura tubular de acero inoxidable AISI 304 18/8.
Compuesto por:
(2) Sectores adosables a las mesas Pettinari.
A.- Sector de asiento, ajustable, bilateral.
B.- Sector de respaldo, ajustable, bilateral.
MOD.: PM225HNB24



KIT para artroscopia de rodilla PETTINARI

Compuesto por:
(1) Sistema de contratiro ergonómico para hueso popliteo PM.
(1) Morsa articulada.
(1) Soporte angulado para fijación de pie adaptable a sector podálico de mesa de cirugía PM.
(1) Brete regulable para fijación de muslo.
(2) Morsa fija.
MOD.: PM225HNB22

KIT de ortopedia y traumatología PETTINARI

Apto para utilizar arco en "C".
Incluye:
(1) Soporta pelvis regulable.
(2) Tractores universales desplazables.
(1) Soporte para pierna sana.
(1) Soporte a corva para pierna traccionada.
MOD.: PM225HNB14



PETTINARI

www.pettinari.com.ar

info@pettinari.com.ar

Tel.: 54 11 4521 6583