

CAMA DE INTERNACION VERSATIL PM MILENIUM

- Lecho articulado en 5 sectores. Altura variable.
- Lechos de polímero termoformado con inmovilizadores de colchón.
- Cabecero y piecero de avanzada en polímero inyectado.
- Contenedores laterales deslizables/escamoteables.
- Covers inferiores de protección de polímero termoformado.
- Protección posterior.
- Tren rodante.
- Acondicionada para acoplar accesorios complementarios.
- Accionado por conjunto de actuadores eléctricos de bajo voltaje.
- Conexión a la red de 220vca - 50hz.
- Comando único remoto alámbrico.

MODELO PM108HNA1 (Opcionales incluidos)



PETTINARI

www.pettinari.com.ar

info@pettinari.com.ar

Tel.: 54 11 4521 6583