

PETTINARI

Equipamiento Hospitalario

CAMA DE CUIDADOS ESPECIALES

PM MILENIUM

- Lecho articulado en 4 sectores.
- Trendelemburg / trendelemburg invertido / altura variable.
- Cabecero volcable / desmontable y piecero fijo.
- Desarrollo de avanzada combinados en polímero inyectado.
- Lechos de polímero termoformado con inmovilizadores de colchón.
- Contenedores laterales deslizables / escamoteables.
- Covers inferiores de protección de polímero termoformado.
- Protección posterior.
- Tren rodante.
- Acondicionada para acoplar accesorios complementarios.
- Accionado por conjunto de actuadores eléctricos de bajo voltaje.
- Conexión a la red de 220vca - 50hz.
- Comando único remoto alámbrico.
- 1 Porta tubo de oxígeno.
- 1 Mástil para bombas PETTINARI.

MODELO: PM144HNB1 (Opcionales incluidos)



PETTINARI

www.pettinari.com.ar

info@pettinari.com.ar

Tel.: 54 11 4521 6583