

PETTINARI

Equipamiento Hospitalario

CAMA DE UTPR PM GENESIS

- Lecho bifuncional articulado.
- Apto para recuperación y partos horizontal / vertical.
- Altura variable.
- Cabecero fijo y piecero desmontable.
- Desarrollo de avanzada combinados en polímero inyectado.
- Contenedores laterales deslizables / escamoteables.
- Covers inferiores de protección de polímero termoformado.
- Protección posterior.
- Tren rodante.
- Accionado por conjunto de actuadores eléctricos de bajo voltaje.
- Conexión a la red de 220vca - 50hz.
- Comando único remoto alámbrico.

Incluye

- 1 Soporte para bombas.
- 2 Piernas Pig Tail, con morsas articuladas.
- 2 Agarraderas para pujos.
- 1 Tacho para líquidos / placenta.

MODELO PM160HNA2 (Opcionales incluidos)



PETTINARI

www.pettinari.com.ar
info@pettinari.com.ar
Tel.: 54 11 4521 6583